

	Ficha técnica	Código: FTDD
		Versión: 6
	Deterneutro	Fecha: Mayo/2023
		Página: 1 de 1

PRINCIPIO

Es un detergente líquido concentrado para la eliminación completa de residuos en el lavado de pisos, mesones, paredes, material de vidrio, plástico, pet, cerámica, cuarzo y goma en los laboratorios clínicos, químicos y de control de calidad e investigación.

APLICACIÓN

Para limpieza manual y automático de equipos de laboratorios de bacteriología, odontológicos médicos, oftalmología, instrumental quirúrgico e investigación.

CONTENIDO

Producto	Presentación
Deterneutro	500 ml, 1.000 ml, 4L y 20 L.

PROCEDIMIENTO

1. Disuelva 20 ml de jabón en un litro de agua y agite.
2. Aplique directamente o sumerja el material en el producto preparado.
3. Use cepillo o esponja si esta percutido
4. Enjuague con agua limpia

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

Forma: Líquido viscoso
Color: Naranja
Olor: Inodoro
PH: 6 - 7

CONTROL DE CALIDAD

El detergente es sometido a un estricto control de calidad que incluye la verificación de las propiedades organolépticas y un estudio microbiológico de efectividad evaluando su acción utilizando diferentes tiempos de contacto con el detergente (1, 2, 3, 4, 5 minutos), en una superficie inoculada con cepas control ATCC:

- *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 para garantizar el efecto bactericida
- *Aspergillus brasiliensis* ATCC 16404 para garantizar el efecto fungicida
- *Mycobacterium fortuitum* ATCC 6841 para garantizar el efecto tuberculicida
- *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853 para garantizar el efecto bactericida
- *Escherichia coli* ATCC 25922 para garantizar el efecto bactericida.

Arrojando como resultado el no crecimiento de microorganismos después de cultivar un hisopado de la superficie expuesta al detergente.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura de ambiente entre 10 – 35°C., protegido de la luz.

ESTABILIDAD

El producto es estable hasta la fecha de vencimiento protegido de la luz. Después de realizar la dilución del producto es estable por 1 día.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Brinda una limpieza rápida y efectiva.
- Actúa en presencia de materia orgánica.
- No se absorbe a través de la piel.
- No causa irritación.
- No es inflamable.
- No es cancerígeno
- Elimina olores.
- No es volátil y no desprende gases tóxicos.
- No es irritante para piel y mucosas

RECOMENDACIONES

Las indicaciones de seguridad se encuentran en la etiqueta de los productos. Se aconseja consultar la ficha de datos de seguridad antes de la manipulación del este. La eliminación de residuos debe hacerse según la normativa local vigente.

El producto debe ser usado por personal entrenado y capacitado, no se debe mezclar con productos de otras marcas



Cirumedics S.A.S

Calle 56 A No. 75-35 Bogotá- Colombia

Pbx. 601 5341164

Móviles 317 6588871 315 8881782

E-mail: direccioncomercial@cirumedics.com

www.cirumedics.com

