

	Ficha técnica	Código: FTCT
		Versión: 1
	Glutarclean premium	Fecha: Agosto/2023
		Página: 1 de 1

PRINCIPIO

Glutarclean Premium, es un dispositivo médico para desinfección de alto nivel de dispositivos médicos, equipos biomédicos e instrumental, formulado en una solución de glutaraldehído al 2% con activador. Con propiedades: Bactericida, Fungicida, virucida, tuberculicida y esporicida.

PRESENTACIÓN

Presentación
200ml, 500 ml, 1 litro, 3.8 L, 4 L, 5 L, 10L, 20L y 200L.
Activador: 2, 4, 16, 20 y 80 gramos

COMPOSICIÓN

Glutaraldehído al 2%, nonil fenol, alcohol etílico, nitrito de sodio, agua desionizada color y fragancia.

USOS

Desinfectante y esterilizante en frío de acción rápida, para equipos e instrumental médico, quirúrgico, odontológico, bacteriológico y dispositivos médicos y elementos termosensibles (endoscopios, resucitadores, hojas de laringoscopio con fibra óptica, cubetas plásticas, prótesis dentales y afines). Efectivo en presencia de materia orgánica como proteínas, sangre, saliva, mucosa, etc.

MODO DE EMPLEO

- Lavar muy bien el instrumental o material a desinfectar y/o esterilizar.
- Vierta el activador en el frasco del glutarclen y mézclelo por 30 segundos.
- Vierta Glutarclean Premium en un recipiente plástico según la cantidad del material a desinfectar o esterilizar.
- Sumergir el material de tal forma que quede cubierto y tapar el recipiente.
- Dejar el material sumergido por 15 minutos, a temperatura ambiente.
- Proteger el contacto con otros materiales no estériles.
- Retirar el material de la solución y enjuagar con agua destilada o desionizada.
- Secar con un paño estéril.

- Mantener el instrumental o dispositivo médico en ambiente aséptico y utilizarlo dentro del menor tiempo posible.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bien tapado, almacenar a temperatura ambiente entre 10° y 35°, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

ESTABILIDAD

Una vez activado el producto es estable por 30 días.

PRECAUCIONES

Las indicaciones de seguridad se encuentran en la etiqueta de los productos. Se aconseja consultar la ficha de datos de seguridad antes de la manipulación del este. La eliminación de residuos debe hacerse según la normativa local vigente.

El producto debe ser usado por personal entrenado y capacitado, no se debe mezclar con productos de otras marcas

MECANISMO DE ACCIÓN

El glutaraldehído altera la síntesis de ADN, ARN y proteínas, con lo cual se interrumpe la capacidad de la célula de efectuar sus funciones esenciales. Causa disrupción de la pared de las esporas e inhibe la esporulación y germinación.



Cirumedics S.A.S

Calle 56 A No. 75-35 Bogotá- Colombia

Pbx. 60 1 5341164

Móviles 317 6588871 315 8881782

E-mail: direccioncomercial@cirumedics.com

www.cirumedics.com

