

	Ficha técnica	Código: FTCTR
		Versión: 7
	Acido acético al 3%	Fecha: Junio/2024
		Página: 1 de 1

PRINCIPIO

El ácido acético conserva la cromatina, retrae los tejidos y permite la fijación y conservación de ADN, el reactivo cambia el estado coloidal de las proteínas. Se utiliza a una concentración que varía entre el 3% y el 5%.

APLICACIÓN

Se utiliza como fijador ideal para ácidos nucleicos y nucleoproteínas.

CONTENIDO

Producto	Presentación
Ácido Acético 3%	500 mL, y 1000mL y 4L

PROCEDIMIENTO

Depende de los usos propuestos y de la necesidad del profesional o de la institución.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Forma:	Líquido-viscoso
Color:	Amarillo claro.
Olor:	Característico.
Índice de refracción:	1.515 – 1.517

CONTROL DE CALIDAD

El reactivo tiene un estricto control de calidad que consiste en verificar características organolépticas como color, olor, y textura.

Un estudio funcional realizando montaje de láminas de diferentes coloraciones y lectura al microscopio.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacenar a temperatura de ambiente entre 10 – 35°C. protegido de la luz. y es estable hasta la fecha de vencimiento.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

Los reactivos se deben manipular con precaución. Las indicaciones de seguridad se encuentran en la etiqueta de los productos. Se aconseja consultar la ficha de datos de seguridad antes de la manipulación del reactivo. La eliminación de residuos debe hacerse según la normativa local vigente.

El reactivo debe ser usado por personal entrenado y capacitado, no se debe mezclar con productos de otras marcas.

BIBLIOGRAFIA

1. Atienza Fernández M, Martínez Atienza J, Álvarez del Vayo C. Formulación en farmacia pediátrica.
2. Alberta Health Services. Calgary and área. Pharmacy compounding manual.



Cirumedics S.A.S

Calle 56 A No. 75-35 Bogotá- Colombia

Pbx. 60 1 5341164

Móviles 317 6588871 315 8881782

E-mail: direccioncomercial@cirumedics.com

www.cirumedics.com



	Ficha técnica	Código: FTCCR
		Versión: 7
	Acido acético glacial 5%	Fecha: Junio/2024
		Página: 1 de 1

PRINCIPIO

El ácido acético conserva la cromatina, retrae los tejidos y permite la fijación y conservación de ADN, el reactivo cambia el estado coloidal de las proteínas. Se utiliza a una concentración que varía entre el 3% y el 5%.

APLICACIÓN

Se utiliza como fijador ideal para ácidos nucleicos y nucleoproteínas.

CONTENIDO

Producto	Presentación
Ácido Acético 5%	500 mL, 1000mL y 4L

PROCEDIMIENTO

Depende de los usos propuestos y de la necesidad del profesional o de la institución.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Forma:	Líquido-viscoso
Color:	Amarillo claro.
Olor:	Característico.
Índice de refracción:	1.515 – 1.517

CONTROL DE CALIDAD

El reactivo tiene un estricto control de calidad que consiste en verificar características organolépticas como color, olor, y textura.

Un estudio funcional realizando montaje de láminas de diferentes coloraciones y lectura al microscopio.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacenar a temperatura de ambiente entre 10 – 35°C. protegido de la luz. y es estable hasta la fecha de vencimiento.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

Los reactivos se deben manipular con precaución. Las indicaciones de seguridad se encuentran en la etiqueta de los productos. Se aconseja consultar la ficha de datos de seguridad antes de la manipulación del reactivo. La eliminación de residuos debe hacerse según la normativa local vigente.

El reactivo debe ser usado por personal entrenado y capacitado, no se debe mezclar con productos de otras marcas.

BIBLIOGRAFIA

- Atienza Fernández M, Martínez Atienza J, Álvarez del Vayo C. Formulación en farmacia pediátrica.
- Alberta Health Services. Calgary and área. Pharmacy compounding manual.



Cirumedics S.A.S

Calle 56 A No. 75-35 Bogotá- Colombia

Pbx. 60 1 5341164

Móviles 317 6588871 315 8881782

E-mail: direccioncomercial@cirumedics.com

www.cirumedics.com

