

	Ficha técnica	Código: FTCTR
		Versión: 6
	Alcohol para mecheros	Fecha: Junio/2024
		Página: 1 de 1

PRINCIPIO

Alcohol para el calentamiento de instrumentos de vidrio (laminas portaobjetos, tubos de ensayo, matraces, etc.). Es una fuente de calor que funciona con alcohol.

APLICACIONES

Para diferentes usos como disolvente, preparación de reactivos in vitro, fijación de muestras y mechero.

CONTENIDO:

Producto	Presentación
Alcohol Mechero	500mL, 750mL, 1000mL, Galón x 4L y Garrafa x 20 L.

PROCEDIMIENTO

Vierta el alcohol por la parte superior u orificio del mechero hasta su nivel adecuado, humedezca la mecha o cordón con el alcohol y encienda cuidadosamente sin agitar bruscamente.

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS.

Forma: Líquido.
 Color: Inodoro.
 Olor: Característico alcohólico.
 PH: Neutro.
 Solubilidad: Miscible con agua.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura de ambiente entre 10 – 35°C., protegido de la luz.

ESTABILIDAD

Los productos son estables hasta su fecha de expiración como aparece en la etiqueta del producto.

RECOMENDACIONES

Los reactivos se deben manipular con precaución. Las indicaciones de seguridad se encuentran en la etiqueta de los productos. Se aconseja consultar la ficha de datos de seguridad antes de la manipulación del reactivo. La eliminación de residuos debe hacerse según la normativa local vigente.

El reactivo debe ser usado por personal entrenado y capacitado, no se debe mezclar con productos de otras marcas.

BIBLIOGRAFIA

1. Denatured Alcohol. (2016). Recuperado de cameochemicals.noaa.gov.
2. Ethyl alcohol Formula. (S.F.). Recuperado de softschools.com.



Cirumedics S.A.S

Calle 56 A No. 75-35 Bogotá- Colombia

Pbx. 60 1 5341164

Móviles 317 6588871 315 8881782

E-mail: direccioncomercial@cirumedics.com

www.cirumedics.com

