

	Ficha técnica		Código: FTDD
			Versión: 6
	Frasco dosificador		Fecha: Marzo/2024
			Página: 1 de 1

PRINCIPIO

Tipo de envase cilíndrico en Pet, el cual cuenta con un dispensador que dosifica el contenido.

APLICACIÓN

Para uso de diagnóstico in vitro IVD, empleado para dosificar colorantes, agua, soluciones, etc.

CONTENIDO

Producto	Presentación
Frascos dosificadores	Unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Forma	Cilíndrica
Color	Ámbar
Material	Pet
Capacidad	200 mL

PROCEDIMIENTO

Adicionar la sustancia a dispensar y cerrar la tapa rosca o dispensador

CONTROL DE CALIDAD

El producto tiene un estricto control de calidad que consiste en verificar especificaciones técnicas como color, Forma, material y capacidad.

ALMACENAMIENTO

El frasco dosificador puede ser guardado en temperatura de refrigeración (2° a 8°C) o ambiente (10° a 35°C), según la necesidad del usuario.

PRECAUCIONES

La eliminación de residuos debe hacerse según la normativa local vigente.

BIBLIOGRAFIA

1. G. Fuentes, Edwin; González-Marcos, María P.; López-Fonseca, Rubén; Gutiérrez- Ortiz; González-Velasco, Juan. R (Julio/Septiembre de 2012). «Mecanismos de degradación térmica y catalítica de poliestireno bajo condiciones de hidrocraqueo». *Avances en ciencia e ingeniería* (Facultad de Ciencia y tecnología, Departamento de Ingeniería Química): 80. ISSN 0718-8706.
2. Abdelaal, Magdy Y.; Sobahi, Tariq R.; Makki, Mohamed S. I (2008). «Chemical degradation of Poly(Ethylene Terephthalate)». *International Journal of Polymeric Materials* (Taylor& Francis Group, LLC) (57): 77. ISSN 0091-4037.



Cirumedics S.A.S

Calle 56 A No. 75-35 Bogotá- Colombia

Pbx. 60 1 5341164

Móviles 317 6588871 315 8881782

E-mail: direccioncomercial@cirumedics.com

www.cirumedics.com

